

# EVOPORATION

## VEICOLAZIONE PRINCIPII ATTIVI

DISPOSITIVO PER ELETTROVEICOLAZIONE TRANSDERMICA DI PRINCIPII ATTIVI, EFFICACE PER:  
PENETRAZIONE PROFONDA DEI PRINCIPII ATTIVI, RAPIDA E SELETTIVA DI SOSTANZE SOLUBILI  
CON ELEVATO PESO MOLECOLARE (ES. ACIDO IALURONICO, ELASTINA,  
COLLAGENE, ETC.), PELLE IDRATATA E DISTESA, RUGHE E SOLCHI MENO PROFONDI.

### Caratteristiche Tecniche:

- Connessioni alla rete e Frequenza di rete:  
230 VAC 50/60 Hz +/-10%
- Potenza assorbita:  
20 VA max
- Alimentazione generale:  
alimentatore switching interno 12 v
- Potenza di uscita:  
5 W max
- Protezione interna:  
fusibili n°1 da T 500 ma
- Caratteristiche di uscita:  
generatore di impulsi a media frequenza:  
I out= 1,5 mA/cm<sup>2</sup> a 2,5 KHz carico 500 ohm  
V max= 130 V a 2,5 KHz

### Prodotti funzionali con l'apparecchiatura:

- Liofilizzato per Pelli Couperosiche
- Liofilizzato Cell
- Liofilizzato Antirughe
- Liofilizzato Pelli Grasse
- FSF Liofilizzato alla Fosfatidilcolina
- Liofilizzato Idratante
- Liofilizzato Rassodante
- Liofilizzato Ritardante

### Telai optional:

- Box 05 carrellato
- Box 09 da banco grigio

alyssatech



Invito

Cartello Vetrina

